

## Neue Spezialisten für die CAD/CAM-Restauration: Drei neue Dental-Sets für CEREC-Anwender

**Neuss, 25.04.2022 – In Kooperation mit Dentsply Sirona hat Hager & Meisinger drei neue Politursets für den intraoralen und extraoralen Bereich entwickelt. Die drei Sets umfassen eine passgenaue Auswahl an Instrumenten für die neuesten Materialien von Dentsply Sirona. Dem Anwender bietet die individuell zugeschnittene Instrumenten-Zusammenstellung mehr Sicherheit und Präzision bei der Bearbeitung verschiedener Restaurationsmaterialien.**

Das Dentsply Sirona Zirconia Intraoral Polishing Kit wurde für Zirkonmaterialien entwickelt und eignet sich ideal für das Dentsply Sirona CEREC MTL™ Zirconia. Mit den enthaltenen MEISINGER Twist Polishern lassen sich dank der sehr flexiblen Polierlamellen auch in schwer zugänglichen Bereichen makellose Ergebnisse erzielen. Aufgrund ihres materialschonenden Designs bleibt die ursprüngliche Oberflächenstruktur der Restauration erhalten. Der im Set inkludierte Diamant Z850F ermöglicht zudem eine schonende Anpassung von Rändern und Okklusalfächen.

Für die Bearbeitung von Glaskeramiken wie dem Dentsply Sirona CEREC Tessera™ hat MEISINGER das Dentsply Sirona Glass Ceramic Intraoral Polishing Kit zusammengestellt. Das Politurset enthält den Diamanten 833F mit feiner Körnung, mit dem die anterioren lingualen sowie posterioren Flächen präzise angepasst werden können. Drei der bereits mehrfach ausgezeichneten MEISINGER Twist Polisher sorgen darüber hinaus für einen natürlichen Glanz bei geringer Hitzeentwicklung.

### **Vielfache Einsatzmöglichkeiten im Labor**

Im Dentsply Sirona Universal Extraoral Polishing & Shaping Kit findet sich eine Zusammenstellung aus MEISINGER Instrumenten für die Arbeit im Labor. Das Set wurde für eine effiziente und präzise Ausarbeitung und Politur von CAD/CAM-Materialien konzipiert und eignet sich insbesondere für Restaurationen mit CEREC MTL™ Zirconia und CEREC Tessera™ von Dentsply Sirona. Um darüber hinaus ein großes Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten und Materialanforderungen abzudecken, bietet dieses Set eine breitere Auswahl an MEISINGER Instrumenten. So umfasst das Set verschiedene Diamanten, um die charakteristische Textur von natürlichen Zähnen zu reproduzieren. Für ein Hochglanzfinish sorgen MEISINGER Polierer sowie vier Twist Polisher. Für die interdentale Konturierung und das Abtrennen von Verbindern enthält das Set zudem eine Diamantscheibe.

**Bildmaterial:**



**Bildunterzeile:** Mit drei Twist Polishern und einem Diamanten eignet sich das Dentsply Sirona Zirconia Intraoral Polishing Kit (DSZ21) ideal für Zirkonmaterialien sowie das Dentsply Sirona CEREC MTL™ Zirconia.



**Bildunterzeile:** Für die Bearbeitung von Glaskeramiken wie dem Dentsply Sirona CEREC Tessera™ hat MEISINGER das Dentsply Sirona Glass Ceramic Intraoral Polishing Kit (DSG21) mit drei Twist Polishern und einem eiförmigen Diamanten entwickelt.



**Bildunterzeile:** Dentsply Sirona Universal Extraoral Polishing & Shaping Kit (DSU21) umfasst eine passgenaue Auswahl an Instrumenten für Restaurationen mit CEREC MTL™ Zirconia und CEREC Tessera™ von Dentsply Sirona. Dank der breiten Auswahl an Instrumenten leistet das Set bei der Bearbeitung unterschiedlicher Restaurationsmaterialien Unterstützung.

Alle Bilder Hager & Meisinger GmbH

**Kontakt für Medienanfragen:**

Hager & Meisinger GmbH  
Charlotte Limbach  
Phone +49 (0) 2131 2012-142  
Fax +49 (0) 2131 2012-222  
Hansemanstr. 10  
41468 Neuss  
Germany