


Ratschen • Ratchets

Zerlegbar zur einfachen und sicheren Reinigung.
Can be disassembled for simple and safe cleaning.



Art.-No. CARA4

Diese Ratsche wurde konzipiert, um Kräfte bis zu 70 Ncm zu übertragen. Sie ist Bestandteil in vielen Bone Management® Systemen.

This ratchet was designed to transfer forces up to 70 Ncm. It is a component in many Bone Management® systems.



Art.-No. CARA1

Diese Ratsche wurde konzipiert, um Kräfte bis zu 70 Ncm zu übertragen. Die besondere ergonomische Form der Ratsche bietet dem Anwender eine optimale Sicht auf das Operationsfeld. Durch ihre spezielle Konstruktion kann sie links und rechts eingesetzt werden.

This ratchet was developed to transfer forces up to 70 Ncm. The special ergonomic design of the ratchet offers an optimum view of the operation field to the user. Because of its special construction it can be used on the left or the right hand.



Art.-No. CARA2

Universal Torque Ratchet

Drehmoment-Ratsche zum Eindrehen und Ausdrehen von Schrauben mit definiertem Drehmoment im Dentalbereich. In Blockierstellung lassen sich größere Drehmomente übertragen, z.B. Eindrehen von Implantaten und Lösen von Verschraubungen.

Torque ratchet for inserting and removing screws with a defined torque in the field of dentistry. When the ratchet is locked, greater torque can be applied, both for inserting implants and releasing stubborn screws.



Art.-No. CA0RA

Kombinierbar mit / can be combined with:

CA0RA + CA1RA CA4RA CA5RA

