

Prophylaxe



MEISINGER
GERMANY / USA

Prophy-Cups / Einwegsystem

Polieren bis in die Zahnfleischtasche, einfache und kosteneffiziente Anwendung.



Prophy-Clean

Entfernt Zahnstein, präzise Entfernung von Zahnverfärbungen, Reinigung schwer zugänglicher Stellen, Verletzungen am Zahnschmelz ausgeschlossen.



Art. Nr.	PHA02	PS003	PSS04	PCL01
Verpackungseinheit	100 St.	100 St.	100 St.	5 St.
Farbe	blau	grün	gelb	weiß
Härte	hart	weich	super weich	hart
Medizinproduktklasse	Ila	Ila	Ila	Ila
Größe mm	7 x 10	7 x 10	7 x 10	2,35 x 9
ISO-Nr.:	653 204 034 514 070	653 204 034 512 070	653 204 034 511 070	633 204 172 536 023
Drehzahl	10.000 min ⁻¹	10.000 min ⁻¹	10.000 min ⁻¹	10.000 min ⁻¹

Prophy-Stripes

Die Streifen bestehen aus äußerst flexiblem Polyestermaterial und sind einseitig mit Aluminiumoxidpartikeln beschichtet.



Art. Nr.	PST01	PST02
Verpackungseinheit	50 St.	50 St.
Härte / Farbe	grob / blau - medium / rot	fein / gelb - extra fein / weiß
Stärke mm	0,15	0,15
Größe mm	4 x 150	4 x 150



Hager & Meisinger GmbH

Hansemannstr. 10
41468 Neuss • Germany
Tel.: +49 (0) 21 31-20 120
Fax: +49 (0) 21 31-20 12222
Internet: www.meisinger.de
www.bone-management.de
E-mail: info@meisinger.de

