

Dr. Windisch Péter–Dr. Szilágyi Emese

EGYEDI TECHNIKÁK A CSONTREGENERÁCIÓBAN

Dentoalveoláris területen gyakran észlelhető olyan kiterjedt horizontális, illetve vertikális csontdefektus, amelynél funkcionálisan vagy esztétikai szempontból nyilvánvaló a rekonstrukció igénye. Leggyakrabban az előrehaladott parodontális gyulladások következtében találkozhatunk lágú- vagy keményszövet hiánnyal.

Rekonstruktív műtét indikált a fog közvetlen környezetének helyreállítása, illetve az eltávolított fog helyére tervezett implantátum

száma számára az optimális pozíció kialakítása céljából. A páciens számára alapvetően ezeknek a beavatkozásoknak a sikere határozza meg – megfelelő funkció mellett – az egyre hangsúlyosabb esztétikai végeredményt. Ma még nem létezik olyan egységes regeneratív műtéti protokoll, amely eltérő defektusoknál minden esetben tökéletes megoldást jelentene.

Parodontális műtétek során vagy az alveoláris gerinc augmentációjakor egyre többször használunk olyan kombinált eljárásokat, amelyekben a regeneratív segédanyagok adta lehetőségek a saját szövetek genuin regenerációs képességével még tovább fokozhatók. A Meisinger® cég a rendelkezésünkre bocsátott olyan műszereket, amelyek csontaugmentációnál, csontátültetésnél, implantációnál a behelyezésre kerülő implantátum fajtájától függetlenül is jól alkalmazhatók.

Az eszközök praktikusán kisméretű, könnyen kezelhető sebészeti kazettákban, a műtét típusa alapján válogatva kerülnek forgalomba.

A Transfer-Control® elnevezésű műszerkészlet lehetővé teszi csonthengerek kivételét, és a méretüknek megfelelően kialakított csontágyba történő transzplantációját. A rögzítéshez a Screw-System® bikortikális csavarjait használhatjuk. A Horizontal-Control® osz-

teotómjaival a csontgerinc horizontális szélesítését, illetve az implantátum tengelyszög-korrektúráját érhetjük el. A Split-Control® csavarszerű műszerei segítségével a szivacsos csont kíméletes kondenzációját, a kialakítandó csontüreg tágítását végezhetjük. A Lift-Control® oszteotómjai a sinus nyálkahártyájának belső emelésére, illetve a csont egyidejű vertikális tömörítésére

szolgálnak. A Transfer-Control® kazettában található trepánok segítségével analóg csont nyerhető, amely EMDOGAIN-nel keverve, a nem típusosan vertikális parodontális tasakok csontos falának korrekciójára is alkalmas lehet.

A praktikus kiserelésű és magas minőségű műszerek a kombinált regeneratív technikák során könnyen alkalmazhatók, és használatuk számtalan lehetőséget kínál.



KIZÁRÓLAGOS FORGALMAZÓ:

L & L DENTAL C Kft.

2045 Törökbálint, Józsefhegy utca 71.
Tel.: 23/330-657;-658, Fax: 23/330-659
E-mail: landldental@t-online.hu
www.landldental.hu