

Hager & Meisinger Cercon 0°/2°

Sortiment zur einfachen und kontrollierten Bearbeitung von Cercon in der CAD/CAM – Technik. Für die Paralleltechnik werden Instrumente mit einem Winkel von 0° (vorhanden in den Figuren 881 Z1 bis 881 Z5) und für die Konustechnik Instrumente mit einem Winkel von 2° (vorhanden in den Figuren 852 Z1 bis 852 Z5) eingesetzt. Die Arbeitsschritte werden von grob (Z5) nach ultra fein (Z1) durchgeführt. Speziell auf die Problematik der Cercon-Fräsung ist diese Diamantkörnung entwickelt und abgestimmt worden. Um eventuelle Rissbildungen zu vermeiden, sollte immer mit einer ausreichenden Kühlung gearbeitet werden.



Fortbildung

Seit Jänner bietet Hager & Meisinger erstmals verschiedene Fortbildungsmöglichkeiten zu den Bone Management Systemen an.

In Vorträgen, bei praktischen Übungen an Humanpräparaten oder anhand von Live-Operationen können interes-

sierte Zahnärzte und Implantologen die innovativsten Methoden zum minimalinvasiven Bone Management erlernen, unter www.bone-management.com.

Hager & Meisinger GmbH
Telefon +49/21 31/20 12-0, www.meisinger.de