

WIENER
WID

 INTERNATIONALE
 DENTALAUSSTELLUNG

nachlese

Hager & Meisinger Kit-Sortiment



PROCERA PREPARATION KIT

Mit diesem Präparations-
satz für Procera Allceram
führt man Restaurationen
in wenigen Schritten zum
Erfolg. Die spezielle Aus-
wahl des Instrumentariums
ermöglicht eine optimale
anatomische Gestaltung des
Stumpfes. Hierbei sollte ei-
ne Präparationsstärke von
0,8 mm bis 1,5 mm gegeben
sein.

PROCERA LAMINATE KIT

Sortiment zur optimalen Wandstärkengestaltung für Veneers
mit Procera Allceram. Der Tiefenanschlag von 0,6 mm gibt
die ideale Materialstärke vor.

PROCERA PREPARATION AND FINISHING KIT

Sortiment zur Bearbeitung von Modellen und Keramikappen.

Hager & Meisinger
 T (+49 21 31) 20 12-0
www.meisinger.de