

**Hager & Meisinger****Feine und extra feine Labordiamanten**

Die Voraussetzung für ein ästhetisch perfektes Ergebnis: Die mit feinem (rot) und extra feinem (gelb) Diamantkorn belegten Laborwerkzeuge garantieren eine exzellente Oberflä-



chenbearbeitung sämtlicher Verblend- und Vollkeramiken. Eine ausgewogene Programmvierfalt erlaubt darüber hinaus einen universellen Einsatz bei der Keramikbearbeitung. Das kontrollierte, weiche Beschleifen mit gezieltem Keramikabtrag führt zu glatten, optimierten Oberflächen von erstklassiger Brillanz.

Beste Ergebnisse werden sowohl bei lichthärtenden Kunststoffen als auch bei Komposit und konfektionierten Keramikzähnen erreicht. Die extra feinen Diamanten in Kombination mit Meisinger-Keramikpolierern ermöglichen eine direkte Hochglanzpolitur. Mit diesen Diamanten ist ebenfalls ein pro-

fessionelles Bearbeiten und Glätten von Metallen möglich. Die bewusst gewählte Einbettiefe des Naturdiamanten führt zu einer außergewöhnlich hohen Lebensdauer und Effizienz der Instrumente. Hier gibt es 13 verschiedene Formen, von denen 12 in den Körnungen fein und extra fein erhältlich sind.

Die Vorteile:

- Exzellente Oberflächenbearbeitung sämtlicher Verblend- und Vollkeramiken
- Universelle Einsatzmöglichkeit im Laborbereich
- Kombinierbar mit Keramikpolierern für die Hochglanzpolitur
- Effizienz mit hoher Lebensdauer

**info**

**Hager & Meisinger GmbH**

Hansemannstraße 10

D-41468 Neuss

**T** +49/2131/20 12-0

**F** +49/2131/20 12-222

**M** info@meisinger.de

[www.meisinger.de](http://www.meisinger.de)

Zahntechniker Österreich  
Ausgabe 5/2004