

Occlu Twist Polierer

Gezielte Politur der Okklusalfäche

Die neuen Occlu Twist Polierer von MEISINGER überzeugen durch ihre effektive und intuitive Anwendung. Die außergewöhnliche Form ermöglicht eine effiziente Politur der Okklusalfäche und erzielt makellose Ergebnisse selbst in tiefen Fissuren. Das zweistufige System erzeugt Hochglanzergebnisse auf allen Kompositmaterialien. Auch Hybrid-Komposite, mikrogefüllte Komposite und hochdichte Restaurationsmaterialien können mit den Occlu Twist Polierern problemlos bearbeitet werden. Occlu Twist Polierer werden ohne Polierpaste angewendet und erreichen innerhalb kürzester Bearbeitungszeit glänzende Politurergebnisse.





Made in
Germany

Auf einen Blick

- Speziell für Okklusalfächen
- Erreicht auch tiefste Fissuren
- Intuitive Anwendung
- Hochglänzende Ergebnisse
- Kurze Bearbeitungszeiten
- Äußerst hohe Standzeiten

Bei weiteren Fragen berät Sie unser
Außendienst gerne: 02131 2012-303

Meisinger
since
1888

	Figur	Schaft	Größe	Empf. / max. Drehzahl	verpackt à	Preis / Packung*	Anzahl 
	9765M	204	055	3.000 – 8.000 min ⁻¹ / 20.000 min ⁻¹	2	15,80 €	
	9765F	204	055	3.000 – 8.000 min ⁻¹ / 20.000 min ⁻¹	2	15,80 €	
Ihre weitere Bestellung ...							

* zzgl. MwSt.

Erhältlich über den Dentalfachhandel.

Ihr Depot:	Ihre Lieferadresse:
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Hager & Meisinger GmbH
 Hansemanstr. 10 • 41468 Neuss • Germany
 Tel.: +49 2131 2012-0 • Fax: +49 2131 2012-222
 info@meisinger.de • www.meisinger.de

85FL128 - 0419