

Kieferkamm-Former

Chirurgisches Konturieren und Modifizieren des Alveolarknochens

Nach Zahnextraktion oder längerer Zahnlosigkeit, können sich am Kieferknochen unerwünschte Unebenheiten, raue Oberflächen oder scharfe Kanten ausbilden. In diesem Fall bietet der MEISINGER Kieferkamm-Former die Möglichkeit der chirurgischen Konturierung und Modifizierung des Alveolarknochens. Dabei wird der Knochen optimal auf die Implantatinsertion oder die Versorgung mit einer Totalprothese vorbereitet.



Auf einen Blick

- Scharfe und präzise Verzahnung für die einfache Bearbeitung des Alveolarknochens
- Nicht verzahnte Spitze zur optimalen Schonung des Weichgewebes
- Hohe Standzeit
- Zuverlässige Schneidleistung

Bei weiteren Fragen berät Sie unser
Außendienst gerne: 02131 2012-303

Meisinger
since
1888

