

Meisinger

mejone



www.meisinger.de

PRACTICAL, SIMPLE, HIGH-CLASS

- individually packaged
quality instruments
made by **MEISINGER**



What *myone* offers you:

Rotierende Instrumente von MEISINGER stehen seit 135 Jahren für höchste Präzision. Zahnmedizinerinnen und Zahnmediziner weltweit schätzen die Zuverlässigkeit unserer Produkte und vertrauen bei ihrer täglichen Arbeit auf unser Qualitätsversprechen. Um den Einsatz unserer Produkte auch im Rahmen der zahnmedizinischen Ausbildung zu ermöglichen und zu erleichtern, hat MEISINGER nun das myone-Sortiment ins Leben gerufen. Dieses enthält eine umfassende Auswahl der zum Erlernen der Zahnpräparation wichtigsten Instrumente, welche zu je 25 Stück pro Schachtel in einzeln abtrennbaren Schlauchbeuteln verpackt sind. Für Ausbildungs- und Übungszwecke können sie dann über spezialisierte Händler und Uni-Shops in beliebiger Stückzahl bezogen werden.

Die vorliegende Broschüre gibt Ihnen einen Überblick über alle in diesem Programm enthaltenen Produkte. Wir wünschen allen Studierenden viel Freude und Erfolg in Ihrer Ausbildung auf dem Weg zum Profi!

MEISINGER's rotating instruments have represented the highest precision for 135 years. Dentists worldwide appreciate the reliability of our products and rely on our quality promise in their daily work. To enable and facilitate the use of our products also in the context of dental education, MEISINGER has now launched the myone range. This contains a comprehensive selection of the most important instruments for learning tooth preparation, packaged 25 per box in individually detachable tubular bags. For training and practice purposes, the instruments can then be purchased in any quantity from specialized dealers and university stores. This brochure provides an overview of all the products included in this program. We wish all students much enjoyment and success in their training on the way to becoming professionals!

Depuis 135 ans, les instruments rotatifs de MEISINGER sont synonymes de haute précision. Les dentistes du monde entier apprécient la fiabilité de nos produits et font confiance à la qualité MEISINGER dans leur travail quotidien. Afin de permettre et de faciliter l'utilisation de nos produits dans le cadre de formations, MEISINGER a créé la gamme myone. Celle-ci comprend une sélection complète des instruments les plus importants pour l'apprentissage de la préparation dentaire, emballés par boîtes de 25 pièces et dans des sachets détachables individuellement. Pour la formation et les travaux pratiques, ils peuvent ensuite être achetés auprès de votre filiale MEISINGER. La présente brochure vous donne un aperçu de tous les produits contenus dans ce programme. Nous souhaitons à tous les étudiants beaucoup de plaisir et de succès dans leur formation sur le chemin du professionnalisme !

Los instrumentos rotatorios de MEISINGER son sinónimo de máxima precisión desde hace 135 años. Dentistas de todo el mundo valoran la fiabilidad de nuestros productos y confían en nuestra promesa de calidad en su trabajo diario. Para permitir y facilitar el uso de nuestros productos en la formación dental, MEISINGER ha lanzado ahora la gama myone. Ésta contiene una amplia selección de los instrumentos más importantes para el aprendizaje de la preparación dental, embalados a 25 por caja en bolsas tubulares individualmente desmontables. Para fines de formación y ejercicios, pueden adquirirse en cualquier cantidad en distribución de material odontológico y tiendas universitarias. Este folleto le ofrece una visión general de todos los productos de la gama myone. Deseamos a todos los estudiantes mucha alegría y éxito en su formación en el camino de convertirse en profesionales.

Diamantinstrumente

Diamond Instruments | Instruments diamantés | Instrumentos de diamante

PRÄPARATIONS-INSTRUMENTE | PREPARATION-INSTRUMENTS | INSTRUMENTS DE PRÉPARATION | INSTRUMENTOS DE PREPARACIÓN

Rund | Round | Fraise boule | Redonda

801 mittel / medium
 801F fein / fine
 801C extra fein / extra fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	008	009	010	012	014	016	018	021	023	029	035
801	FG	806 314 001 524											
801F	FG	806 314 001 514											
801C	FG	806 314 001 504											

Diabolo | Diabolo, Hourglass | Diabolo | Diábolo

Birne | Pear | Poire | Pera

806G grob / coarse

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	3,0	3,0	3,0
806G	FG	806 314 019 534		012	014	016

808 mittel / medium

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	2,7	2,7
808	FG	806 314 233 524		009	010

Kavitätenpräparation | Cavity preparation | Préparation de cavité | Preparación de cavidad

808L mittel / medium
 808LF fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	4,0	5,0	5,0
808L	FG	806 314 234 524		012	014	016
808LF	FG	806 314 234 514			014	

Kavitätenpräparation | Cavity preparation | Préparation de cavité | Preparación de cavidad

808R mittel / medium
 808RF fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	4,0	5,0
808R	FG	806 314 238 524		012	014
808RF	FG	806 314 238 514		012	

Kavitätenpräparation | Cavity preparation | Préparation de cavité | Preparación de cavidad

809 mittel / medium

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	2,0
809	FG	806 314 232 524		008

Kavitätenpräparation | Cavity preparation | Préparation de cavité | Preparación de cavidad

Interdental | Interproximal | Interproximal | Interdental




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	3,7	3,7
809R	FG	806 314 237 524		010	012
809RF	FG	806 314 237 514		010	012



Kavitätenpräparation | Cavity preparation | Préparation de cavité | Preparación de cavidad




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	5,0
820	FG	806 314 465 524		016
820F	FG	806 314 465 514		016



Knospe | Bud, Pointed Football | Olive | Capullo



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	4,5	5,0	5,0
830	FG	806 314 257 524			021	023
830F	FG	806 314 257 514		016	021	023
830C	FG	806 314 257 504		016	021	



Palatinaler und okklusaler Abtrag | Palatal and occlusal reduction | Ablation palatine et occlusale | Reducción palatinal y oclusal



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	3,5
831	FG	806 314 254 524		016
831F	FG	806 314 254 514		016



Palatinaler und okklusaler Abtrag | Palatal and occlusal reduction | Ablation palatine et occlusale | Reducción palatinal y oclusal

Ei | Egg, Football | Œuf | Huevo




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	2,8	2,8	3,4	3,4	4,2	4,2
833	FG	806 314 277 524					018		023
833G	FG	806 314 277 534				016			023
833F	FG	806 314 277 514		012		016	018	021	023
833C	FG	806 314 277 504			014	016	018		023



Palatinaler und okklusaler Abtrag | Palatal and occlusal reduction | Ablation palatine et occlusale | Reducción palatinal y oclusal

Tiefenmarkierer | Depth Cutter | Marqueur de profondeur | Marcadores de profundidad




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	6,0
834	FG	806 314 552 524		021



Labialer Abtrag | Labial reduction | Ablation labiale | Reducción labial

Zylinder | Cylinder | Congé cylindrique | Cilíndrico



835 mittel / medium

835F fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	3,5
835	FG	806 314 108 524	010	
835F	FG	806 314 108 514	010	



Kronenpräparation/Kavitätenpräparation, parallele Stufe, scharfe Kante |
Crown preparation/Cavity preparation, Parallel shoulder, Flat end |
Préparation de la couronne/cavité, étape parallèle, bord tranchant |
Preparación de coronas/Preparación de cavidad, en paralelo, borde afilado



837 mittel / medium

837F fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	6,0	6,0
837	FG	806 314 110 524	012	014	
837F	FG	806 314 110 514	012	014	




Kronenpräparation/Kavitätenpräparation, parallele Stufe, scharfe Kante |
Crown preparation/Cavity preparation, Parallel shoulder, Flat end |
Préparation de la couronne/cavité, étape parallèle, bord tranchant |
Preparación de coronas/Preparación de cavidad, en paralelo, borde afilado



837L mittel / medium

837LF fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	8,0	8,0
837L	FG	806 314 111 524	010		
837LF	FG	806 314 111 514		016	



Kronenpräparation, parallele Stufe, scharfe Kante |
Crown preparation, Parallel shoulder, Flat end |
Préparation de la couronne, étape parallèle, bord tranchant |
Preparación de coronas, en paralelo, borde afilado

Zylinder, rund | Cylinder, Round End | Congé quart de rond | Cilíndrico con borde redondeado




838 mittel / medium

838G grob / coarse
838F fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	4,0	4,0	4,0	4,0
838	FG	806 314 138 524	008	010	012	014	
838G	FG	806 314 138 534			012	014	
838F	FG	806 314 138 514		010	012		



Kronenpräparation/Kavitätenpräparation, parallele Hohlkehle, rund | Crown preparation/
Cavity preparation, Parallel chamfer, Round end | Préparation de la couronne/cavité, congé
parallèle, rond | Preparación de coronas/Preparación de cavidad, borde paralelo, redonda




881 mittel / medium

881G grob / coarse
881F fein / fine
881C extra fein / extra fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
881	FG	806 314 141 524	008	010	012	014	016	
881G	FG	806 314 141 534			012	014	016	
881F	FG	806 314 141 514	008	010	012	014	016	
881C	FG	806 314 141 504			012			



Kronenpräparation/Kavitätenpräparation, parallele Hohlkehle, rund | Crown preparation/
Cavity preparation, Parallel chamfer, Round end | Préparation de la couronne/cavité, congé
parallèle, rond | Preparación de coronas/Preparación de cavidad, borde paralelo, redonda



882 mittel / medium


882F fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	10,0	10,0
882	FG	806 314 142 524		014	
882F	FG	806 314 142 514	012	014	



Kronenpräparation/Kavitätenpräparation, parallele Hohlkehle, rund | Crown preparation/
Cavity preparation, Parallel chamfer, Round end | Préparation de la couronne/cavité, congé
parallèle, rond | Preparación de coronas/Preparación de cavidad, borde paralelo, redonda

Zylinder mit abgerundeter Kante | Cylinder, Round Edge | Cylindrique à bord arrondi | Cilíndrico de punta plana




840 mittel / medium

840F fein / fine

Fig.	Schaft/Shank	Ref.-Nr./Ref.-No.	L mm	3,0	4,0	4,0	4,0
840	FG	806 314 156 524			010	012	014
840F	FG	806 314 156 514		008	010	012	014



Kronenpräparation/Kavitätenpräparation, Inlay, parallele Stufe, runde Kante | Crown preparation/Cavity preparation, Inlay, Parallel shoulder, Round edge | Préparation de couronne/cavité, inlay, épaulement parallèle, bord arrondi | Preparación de coronas/Preparación de cavidad, inlays, borde paralelo, borde redondo



841 mittel / medium

841H super grob / super coarse
841F fein / fine

Fig.	Schaft/Shank	Ref.-Nr./Ref.-No.	L mm	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
841	FG	806 314 157 524		008	010	012	014	016
841F	FG	806 314 157 514		008	010	012	014	



Kronenpräparation/Kavitätenpräparation, Inlay, parallele Stufe, runde Kante | Crown preparation/Cavity preparation, Inlay, Parallel shoulder, Round edge | Préparation de couronne/cavité, inlay, épaulement parallèle, bord arrondi | Preparación de coronas/Preparación de cavidad, inlays, borde paralelo, borde redondo

Zylinder, Stirn belegt | Cylinder, End Cutting Only | Cylindrique partie
travaillante apicale | Cilíndrico con revestimiento en la punta redondeado



842 mittel / medium

842F fein / fine

Fig.	Schaft/Shank	Ref.-Nr./Ref.-No.	L mm	8,0	8,0	8,0
842	FG	806 314 158 524		012	014	016
842F	FG	806 314 158 514		012	014	016



Kronenpräparation/Kavitätenpräparation, Inlay, parallele Stufe, runde Kante | Crown preparation/Cavity preparation, Inlay, Parallel shoulder, Round edge | Préparation de couronne/cavité, inlay, épaulement parallèle, bord arrondi | Preparación de coronas/Preparación de cavidad, inlays, borde paralelo, borde redondo



839R mittel / medium

Fig.	Schaft/Shank	Ref.-Nr./Ref.-No.	L mm	0,2
839R	FG	806 314 179 524		012



Kronenrandpräparation | Crown preparation | Préparation du bord de la couronne | Preparation de coronas
Stufenschleifer, angeschrägte Kante | End cutting only, Beveled round edge | Ponceuse étagée, bord biseauté | Abrasivos de escalones, cantos biselados

Konisch mit scharfer Kante | Tapered, Flat End | Congé conique | Cónica con borde afilado



846F fein / fine

Fig.	Schaft/Shank	Ref.-Nr./Ref.-No.	L mm	6,0
846F	FG	806 314 171 514		016




Kavitätenpräparation, konisch, Kante scharf | Cavity preparation, Tapered, Flat end | Préparation de la cavité, conique, bord tranchant | Preparación de coronas, cónica, borde afilado



847 mittel / medium


847F fein / fine

Fig.	Schaft/Shank	Ref.-Nr./Ref.-No.	L mm	8,0	8,0
847	FG	806 314 172 524		012	014
847F	FG	806 314 172 514		012	014



Kronenpräparation/Kavitätenpräparation, konisch, Kante scharf | Crown preparation/Cavity preparation, Tapered, Flat end | Préparation de la couronne/cavité, conique, bord tranchant | Preparación de coronas/Preparación de cavidad, cónica, borde afilado

Konisch mit abgerundeter Kante | Tapered, Round Edge | Congé conique bord arrondi | Cónico con borde redondeado



845R mittel / medium

845RF fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	4,0	4,0	4,0	4,0
845R	FG	806 314 544 524				021	025
845RF	FG	806 314 544 514	016	018			025




Kavitätenpräparation, Inlays und Onlays, modifizierte Stufe | Cavity preparation, Inlay and Onlay, Modified shoulder | Préparation de la cavité, inlays et onlays, étape modifiée | Preparación de cavidad, inlays y onlays, borde modificado



846R mittel / medium

846RF fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	6,0
846R	FG	806 314 545 524		016
846RF	FG	806 314 545 514	016	



Kronenpräparation/Kavitätenpräparation, Inlays und Onlays, modifizierte Stufe | Crown preparation/Cavity preparation, Inlay and Onlay, Modified shoulder round edge | Préparation de couronnes/cavités, inlays et onlays, étape modifiée | Preparación de coronas/Preparación de cavidad, inlays y onlays, borde modificado



847R mittel / medium

847RF fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	8,0	8,0
847R	FG	806 314 546 524	016	023	
847RF	FG	806 314 546 514	016	023	



Kronenpräparation/Kavitätenpräparation, Inlays und Onlays, modifizierte Stufe | Crown preparation/Cavity preparation, Inlay and Onlay, Modified shoulder round edge | Préparation de couronnes/cavités, inlays et onlays, étape modifiée | Preparación de coronas/Preparación de cavidad, inlays y onlays, borde modificado



847KR mittel / medium

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	8,0
847KR	FG	806 314 585 524	016	



Kronenpräparation/Kavitätenpräparation, modifizierte Stufe | Crown preparation/Cavity preparation, Modified shoulder round edge | Préparation de la couronne/cavité, étape modifiée | Preparación de coronas/Preparación de cavidad, borde modificado



848R mittel / medium

848RF fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	10,0
848R	FG	806 314 553 524	016	
848RF	FG	806 314 553 514	016	



Kronenpräparation/Kavitätenpräparation, modifizierte Stufe | Crown preparation/Cavity preparation, Modified shoulder round edge | Préparation de la couronne/cavité, étape modifiée | Preparación de coronas/Preparación de cavidad, borde modificado

Konisch, rund | Tapered, Round End | Congé conique quart de rond | Cónico con borde redondeado



850F fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	8,0
850F	FG	806 314 198 514	012	



Kronenpräparation, konische Hohlkehle, rund | Crown preparation, Tapered chamfer, Round end | Préparation de couronne, congé conique, rond | Preparación de coronas, borde cónico redondeado




851L mittel / medium

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	8,0	8,0
851L	FG	806 314 219 524	012	018	



Stirn nicht diamantiert, zur Schonung des zervikalen Bereichs | Safe end, for gentle administration of the cervical area | front non diamanté, pour ménager la zone cervicale | Punta no diamantada, para la protección del area cervical



852 mittel / medium


852F fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	10,0
852	FG	806 314 199 524	012	
852F	FG	806 314 199 514	012	




Kronenpräparation, konische Hohlkehle, rund, insbesondere Frontzahnbereich | Crown preparation, Tapered chamfer, Round end, in particular anterior region | Préparation de couronne, congé conique, rond, en particulier pour les dents antérieures | Preparación de coronas, borde cónico redondeado sobre todo, piezas frontales

Konisch spitz, Nadel | Tapered Point, Needle | Conique pointue, aiguille | Cónica de punta, Aguja



857 mittel / medium

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	10,0
857	FG	806 314 220 524	014	




Stirn nicht diamantiert, zur Schonung des zervikalen Bereichs | Safe end, for gentle administration of the cervical area | Front non diamanté, pour ménager la zone cervicale | Punta no diamantada, para la protección del area cervical




858 mittel / medium

858G grob / coarse
858F fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	8,0	8,0
858	FG	806 314 165 524	010		
858G	FG	806 314 165 534	014		
858F	FG	806 314 165 514	010		014




Separierer | Separators | Séparateur | Separador




859 mittel / medium

859F fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	10,0	10,0	10,0
859	FG	806 314 166 524	010	012	014	
859F	FG	806 314 166 514	010	012		014




Separierer | Separators | Séparateur | Separador



859L mittel / medium

859LF fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	12,0	12,0	12,0
859L	FG	806 314 167 524	010	012	014	
859LF	FG	806 314 167 514	010	012		



Separierer | Separators | Séparateur | Separador




890LF fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	3,0
890LF	FG	806 314 699 514	008	



Flamme | Flame | Flamme | Llama



862 mittel / medium

862G grob / coarse
862F fein / fine
862C extra fein / extra fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	8,0	8,0	8,0
862	FG	806 314 249 524	010	012		
862G	FG	806 314 249 534			016	
862F	FG	806 314 249 514	010	012	016	
862C	FG	806 314 249 504	010	012		




Tangentialpräparation | Feather preparation | Préparation tangentielle | Preparación tangencial



863 mittel / medium

863G grob / coarse
863F fein / fine
863C extra fein / extra fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	10,0	10,0	10,0
863	FG	806 314 250 524	012			016
863G	FG	806 314 250 534	012			016
863F	FG	806 314 250 514	012	014	016	
863C	FG	806 314 250 504	012			016




Tangentialpräparation | Feather preparation | Préparation tangentielle | Preparación tangencial

Torpedo | Torpedo | Torpille | Torpedo



889LF fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	3,5
889LF	FG	806 314 540 514	009	




867 mittel / medium

867F fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	6,0	6,0	6,0
867	FG	806 314 288 524	009	010	012	
867F	FG	806 314 288 514	009	010	012	



Kronenpräparation, parallele Hohlkehle, Torpedo | Crown preparation, Parallel chamfer, Torpedo | Préparation de la couronne, congé parallèle, torpille | Preparación de coronas, borde paralelo, torpedo




868 mittel / medium

868G grob / coarse
868F fein / fine
868C extra fein / extra fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
868	FG	806 314 289 524	008	010	012	014	016	
868G	FG	806 314 289 534		010	012		016	
868F	FG	806 314 289 514	008	010	012	014	016	
868C	FG	806 314 289 504			012	014		



Kronenpräparation, parallele Hohlkehle, Torpedo | Crown preparation, Parallel chamfer, Torpedo | Préparation de la couronne, congé parallèle, torpille | Preparación de coronas, borde paralelo, torpedo



869 mittel / medium

869G grob / coarse
869F fein / fine
869C extra fein

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	10,0	10,0	10,0	10,0
869	FG	806 314 290 524	010	012	014		
869G	FG	806 314 290 534		012			
869F	FG	806 314 290 514	010	012	014	016	



Kronenpräparation, parallele Hohlkehle, Torpedo | Crown preparation, Parallel chamfer, Torpedo | Préparation de la couronne, congé parallèle, torpille | Preparación de coronas, borde paralelo, torpedo

Granate | Grenade | Grenade | Granada



878 mittel / medium

878F fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	8,0
878	FG	806 314 298 524	014	
878F	FG	806 314 298 514	014	



Kronenpräparation, modifizierte Hohlkehle, Torpedo | Crown preparation, Modified chamfer, Torpedo | Préparation de couronne, congé modifié, torpille | Preparación de coronas, borde modificado, torpedo



895

895F fein / fine
895C extra fein / extra fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	3,5
895F	FG	806 314 274 514	016	
895C	FG	806 314 274 504	016	



Okklusal-/Palatinal Schleifer | Occlusal-/Palatal Grinder |

Réduction occlusale | Reducción de la oclusión



899F fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm
899F	FG	806 314 033 514	027



PRÄPARATION MIT FÜHRUNGSSPITZE | PREPARATION WITH GUIDED TIP |

PRÉPARATION AVEC POINTE DE GUIDAGE | PREPARACIÓN CON PUNTA DE GUÍA



509F fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm
509F	FG	806 314 189 514	014



Parallele Hohlkehle mit Führungsspitze | Parallel chamfer with guided tip |
 Congé parallèle avec pointe de guidage | Borde paralelo con punta de guía

DIAMANTEN FÜR ZIRKONOXID | DIAMONDS FOR ZIRCONIA | DIAMANTS POUR L'OXIDE

DE ZIRCONIUM | DIAMANTES PARA OXIDO DE CIRCONIO



852Z3 fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm
852Z3	FG	806 314 199 512	024



881Z

881Z5 grob / coarse
881Z3 fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm
881Z5	FG	806 314 141 532	017
881Z3	FG	806 314 141 512	017



MIKRO-DIAMANTEN | MICRO-DIAMONDS | MICRO-DIAMANTS |

MICRODIAMANTES



M838 mittel / medium

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm
M838	FG	806 314 137 524	007



Hartmetallinstrumente


Tungsten Carbide Instruments | Instruments en carbure de tungstène | Instrumentos de Carburo Tungsteno

SPEZIALINSTRUMENTE ZUM TRENNEN VON KRONEN UND BRÜCKEN | SPECIAL INSTRUMENTS FOR METAL CUTTING AND CROWN REMOVAL | INSTRUMENTS SPÉCIAUX POUR LA DÉPOSE DES COURONNES ET DES BRIDGES | INSTRUMENTOS ESPECIALES PARA SEPARACIÓN DE CORONAS Y PUENTES

HM 21RX



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	
HM 21RX	FG	500 314 137 019	4,1	012



HM 17




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	
HM 17	FG	504 314 237 008	1,7	012



HM G34RS



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	
HM G34RS	FG	504 314 138 008	2,0	012



HM G35RS





Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	
HM G35RS	FG	500 314 139 006	3,6	012



HM 4CL





Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	
HM 4CL	FG	500 314 139 019	3,5	012



SPEZIALINSTRUMENTE ZUM ENTFERNEN VON AMALGAMFÜLLUNGEN | SPECIAL INSTRUMENTS FOR REMOVING AMALGAM FILLINGS | INSTRUMENTS SPÉCIAUX POUR L'ÉLIMINATION DES AMALGAMES DENTAIRES | INSTRUMENTOS ESPECIALES PARA REMOCIÓN DE OBTURACIONES VIEJAS

HM 31A




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	
HM 31A	FG	500 314 139 008	5,3	012



HM 31C



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	
HM 31C	FG	500 314 139 015	4,1	012



HARTMETALLBOHRER | TUNGSTEN CARBIDE BURS | FRAISES EN CARBURE DE TUNGSTÈNE | FRESAS DE CARBURO

Rund | Round | Fraise boule | Redonda

HM 1




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.										
HM 1	RA	500 204 001 001	005	006	008	010	014	016	018	021	023	027





HM 1S





Fig.	Schaft	Ref.-Nr. / Ref.-No.							
HM 1S	RA	500 204 001 003	008		012	014	016	018	021
	RA L	500 205 001 003		010		014	016		



Zum Exkavieren, schnittfreundige Verzahnung | For excavating, high cutting efficiency | Pour excavation, sécant | Para excavar, alta efectividad de corte



HM 1SQ




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.							
HM 1SQ	RA	500 204 001 002		012		016	018	021	023
	RA L	500 205 001 002	010	012	014	016	018	021	



Schnittfreundige Ausführung mit Querhieb – zum Exkavieren | Fast cutting x-cut for excavating | Fraise d'excavation surtaillée | Diseño muy cortante con corte transversal para excavar



HM 1SQL



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.				
HM 1SQL	RA	500 204 697 002	014	016	021	023



Schnittfreundige Ausführung mit Querhieb zum Exkavieren, mit extra schlanker Halskonstruktion für optimale Sicht auf das Arbeitsgebiet | Fast cutting x-cut for excavation, long thin neck for better visibility | Fraise d'excavation surtaillée avec col extra fin pour une vue optimale sur la zone de travail | Dentado SQ cortante para excavar dentina, con cuello delgado para optimizar la vista.

HARTMETALLFINIERER | TUNGSTEN CARBIDE FINISHING BURS | FRAISE DE FINITION EN CARBURE DE TUNGSTÈNE | FRESAS PARA ACABAR DE CARBURO

Rund | Round | Fraise boule | Redonda

Knospe | Bud, Pointed Football | Olive | Capullo



HM 41



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	
HM 41	FG	500 314 001 071	018



HM 274




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	3,7	3,7
HM 274	FG	500 314 274 072	016	018	



Konisch, rund | Tapered, Round End | Conique, congé quart de rond | Cónico con borde redondeado

TRÄGER | MANDRELS | MANDRIN
MANDRILES



HM 375R




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	8,0
HM 375R	FG	500 314 198 072	016	



Kronenpräparation/Kavitätenpräparation | Crown preparation/Cavity preparation | Préparation des couronnes/cavités | Preparación de coronas/Preparación de cavidades



SF1RF

Edelstahl / stainless steel

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	
SF1RF	RA	330 204 608 000	000

Träger für Super Flexible Discs | Mandrel for Super Flexible Discs | Mandrin pour disques super flexible | Mandril para Super Flexible Discs

Scan here to go directly
to the online registration:



WINTER-

&

SUMMER-
CAMP

9 Workshops
on the topics
**Implantology and
oral surgery**
(plus specialist lectures)

Register
today

349,- €

incl. overnight stay with full board

Further education

INFO2024



likeus

www.facebook.com/meisingerYDEX

WinterCamp

 11.03. - 14.03.2024
 15.03. - 18.03.2024
 19.03. - 22.03.2024
Maishofen / Austria



SummerCamp

 30.08. - 02.09.2024
 03.09. - 06.09.2024
 07.09. - 10.09.2024
Maishofen / Austria



YOUNG DENTAL EXPERTS Camps for students and assistants

Are you a student in your clinical semesters or already a medical assistant? Would you like to gain more practical insights into dental implantology? Are you into sports activities taking place in a breathtaking mountain landscape? Then let's explore Austria together! Not far from the holiday destination of Saalbach/Hinterglemm and Zell am See, we will meet on one of the dates shown above at 14:00 o'clock for four exciting days full of trendsetting lectures and plenty of skill-labs dealing with dental implantology. Numerous speakers under the academic supervision of PD Dr. Dr. Florian Bauer, established oral and maxillofacial surgeon from Miesbach, are waiting for you!

You can look forward to the following topics:

- The digital workflow
- Gentle extraction of root remnants (model)
- Important suturing and cutting techniques (pig's ear)
- Bone spreading and bone condensing (calf rib)
 - Sinus lift by modern piezo technology and by classic round diamond bur (egg shell)
 - Application of bone grafting materials and fixing of membranes (calf rib/model)
- Water hygiene in the dental practice
- Surgical principles and foundations of dental implantology
- Transfer and augmentation of bone (calf rib)
- Conventional vs. digital implant impression with intraoral scanners
- Implantation with different implant systems (calf rib)

As always, the event takes place in the hotel „Gasthof zur Post“ in Maishofen. You are accommodated in rooms of two or three in the hotel itself or in apartments, rooms and flats in walking distance of the event-location. You get a full board including breakfast, lunch and dinner, as well as many drinks, for just 349,- Euro! You only have to arrange your trip to the event and your journey back home. If you have a request concerning the room assignment, you can let us know and we will try to comply with your wish.

On top of that, you shouldn't miss out on the additional fun!

Do you fancy a beginner's ski course or would you like to explore the Europasport region on your own as an experienced skier? Or do you fancy a sporty hut hike in Summer or would you like to head into the mountains on your own mountain bike? A cozy get-together appeals to you just as much? Then you've come to the right place! Take your chance and finally put some color into grey theory! Gain valuable practical experience in dental implantology! Deepen your knowledge and learn important techniques and processes for a successful future in the exciting field of implantology!

Maximum number of participants: 72 people / Workshop size: 8 persons



85MOBR - 0923



Hager & Meisinger GmbH | Hansemanstr. 10 | 41468 Neuss | Germany

Phone: +49 2131 2012-303 | Fax: +49 2131 2012-222 | Internet: www.meisinger.de