


Prophy Twist Polisher

Unsere beliebten Twist Polierer: Jetzt auch für die Prophylaxe erhältlich

Die neuen Prophy Twist Polisher von MEISINGER überzeugen durch ihre effektive und einfache Anwendung in der Prophylaxe. Die flexiblen Polierlamellen der Prophy Twist Polisher ermöglichen eine Anpassung an jede Oberflächenstruktur und erzeugen auch in schwer zugänglichen Bereichen wie der Okklusalfäche makellose Ergebnisse auf natürlicher Zahnschmelze. Die Einmal-Polierer verfügen über einen Kunststoffschacht und gewährleisten so eine kosteneffiziente Anwendung - ein spürbarer Mehrwert für jede Praxis. Die Polierer sind in zwei Größen, jeweils als 10er Test-Packung und als Standard 100er Box, erhältlich. Für optimale Ergebnisse empfehlen wir die Nutzung bei einer Drehzahl zwischen 5.000 und 10.000 min⁻¹. Die Anwendung kann sowohl mit als auch ohne Polierpaste erfolgen.



NEU

Einmal-
instrumente
für eine
kosteneffiziente
Anwendung!

Auf einen Blick

- Flexible Polierlamellen ermöglichen eine Anpassung an jede Oberflächenstruktur
- Ready to use - Vor der Anwendung ist keine Aufbereitung notwendig!
- Speziell für die Politur von schwer zugänglichen Bereichen
- Makellose Ergebnisse innerhalb kürzester Anwendungszeit

Bei weiteren Fragen berät Sie unser
Außendienst gerne: 02131 2012-303

Meisinger
since
1888

Prophy Twist Polisher

Bestellfax +49 2131 2012-222

Figur	Schaft	Größe	empf. / max. Drehzahl	verpackt à	Preis / Packung*	Anzahl 
 PTP01	Prophy Twist Polisher	RA (204)	100	5.000 - 10.000 / 10.000 min ⁻¹	100	240,- €
 PTP01	Prophy Twist Polisher	RA (204)	140	5.000 - 10.000 / 10.000 min ⁻¹	100	280,- €
 PTP0T	Prophy Twist Polisher (Testpackung)	RA (204)	100	5.000 - 10.000 / 10.000 min ⁻¹	10	28,- €
 PTP0T	Prophy Twist Polisher (Testpackung)	RA (204)	140	5.000 - 10.000 / 10.000 min ⁻¹	10	32,- €

* zzgl. MwSt. **CE 0044** 

Erhältlich über den Dentalfachhandel.

Ihr Depot:

Ihre Lieferadresse:

Hager & Meisinger GmbH
 Hansemanstr. 10 • 41468 Neuss • Germany
 Tel.: +49 2131 2012-0 • Fax: +49 2131 2012-222
 info@meisinger.de • www.meisinger.de

Bitte beachten Sie auch die Allgemeinen Anwendungs- und Sicherheitshinweise zu MEISINGER Produkten im medizinischen Bereich und auch die Hinweise zur Wiederaufbereitung (Reinigung, Desinfektion und Sterilisation) von Medizinprodukten der Hager & Meisinger GmbH.

85FL113 - 0916