

Chirurgische Fräser

Chirurgische Knochenfräser aus Hartmetall

Die besondere, schnittfreundige und effiziente Sägeverzahnung und der gezielt ausgerichtete Drallwinkel ermöglichen ein breites Einsatzgebiet der Instrumente im Rahmen der oralen Kieferchirurgie.



Made in
Germany

Auf einen Blick

- Schonende chirurgische Knochenbearbeitung (z.B. Wurzelspitzenresektionen, Freilegen und Zertrennen retinierter Zähne, Präparieren eines Knochendeckels sowie zur generellen Osteotomie in Knochensubstanz)
- Zertrennung von Zahnhartsubstanz, insbesondere Zahnwurzeln
- Axiales Eindringen in den Knochen möglich (bei Wurzelspitzenresektion)
- Schnittfreundige Sägeverzahnung
- Bessere Sicht auf das Arbeitsfeld durch schlanken Hals
- Arbeitsteile mit reduziertem Durchmesser für schmale Osteotomien
- Sehr vibrationsarm aufgrund optimierter Rundlaufeigenschaften

Sicherheitshinweise
















Es ist darauf zu achten, mit ausreichend externer Kühlung (mind. 50 ml / min.) zu arbeiten. Das Instrument darf niemals als Hebel zum Luxieren von Knochen bzw. Weisheitszähnen eingesetzt werden. Instrumente in FG-Ausführung dürfen nur in roten Schnelllaufwinkelstücken (Mikromotoren) und nicht in der Turbine eingesetzt werden.

Bei weiteren Fragen berät Sie unser
Außendienst gerne: 02131 2012-303

Weisinger
since
1888

Chirurgische Fräser

Bestellfax +49 2131 2012-222

	Figur	Schaft	Größe	empf. / max. Drehzahl	verpackt à	Preis / Packung*	Anzahl 
	HM254	H (104)	012	6.000-10.000 / 40.000 min ⁻¹	2	42,36 €	
	HM254	FGXXL (317)	012	80.000 / 100.000 min ⁻¹	2	42,36 €	
	HM162A	H (104)	016	6.000-10.000 / 40.000 min ⁻¹	2	42,36 €	
	HM162A	W (204)	016	6.000-10.000 / 40.000 min ⁻¹	2	42,36 €	
	HM162A	FG (314)	016	80.000 / 100.000 min ⁻¹	2	42,36 €	
	HM163A	H (104)	014	6.000-10.000 / 40.000 min ⁻¹	2	42,36 €	
	HM166A	H (104)	021	6.000-10.000 / 40.000 min ⁻¹	2	42,36 €	
	HM254E	WL (205)	012	6.000-10.000 / 40.000 min ⁻¹	2	35,98 €	
	HM408M	H (104)	016	6.000-10.000 / 40.000 min ⁻¹	2	42,36 €	
	HM408M	FGXL (316)	016	80.000 / 100.000 min ⁻¹	2	42,36 €	
	HM162SL	H (104)	014	6.000-10.000 / 40.000 min ⁻¹	2	35,98 €	
	HM162SL	FG (314)	014	80.000 / 100.000 min ⁻¹	2	35,98 €	
	HM162SX	FG (314)	014	80.000 / 100.000 min ⁻¹	2	35,98 €	
	HM254LE	FG (314)	012	80.000 / 100.000 min ⁻¹	2	35,98 €	

* zzgl. MwSt.

CE 0044

Hinweis:

Drehzahl an Schnitttiefe anpassen.

Erhältlich über den Dentalfachhandel.

Ihr Depot:	Ihre Lieferadresse:
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Hager & Meisinger GmbH
 Hansemannstr. 10 • 41468 Neuss • Germany
 Tel.: +49 2131 2012-0 • Fax: +49 2131 2012-222
 info@meisinger.de • www.meisinger.de

Bitte beachten Sie auch die Allgemeinen Anwendungs- und Sicherheitshinweise zu MEISINGER Produkten im medizinischen Bereich und auch die Hinweise zur Wiederaufbereitung (Reinigung, Desinfektion und Sterilisation) von Medizinprodukten der Hager & Meisinger GmbH.

85FLO90 - 0616